

Sterilfilter für die Produktion

- Herstellung in Reinräumen $\geq$ Class 7
 - FDA 21 CFR Konformität
 - 100% integritätsgetestet
 - USP <88> Class VI Konformität
 - steril verpackt
 - Validation-Guide verfügbar
 - große Auswahl an Bauformen
-
- **kurze Lieferzeiten (4-6 Wochen)**
 - **hohe Liefertreue**
-
- PTFE / PES / PVDF
 - 0.1 μ m, 0.2 μ m, 0.45 μ m, 1 μ m, 3 μ m
 - Silikon / EPDM / FEP

Bauformen der Anwendung angepasst


- Legen Sie die Filterfläche so fest, dass sie so groß wie nötig, aber so klein wie möglich ist. Oft sind aber auch große Filterkerzen günstiger, als die kleinen Bauformen
- Wählen Sie das Material gemäß Ihrer Anwendung aus
- Gehäuse sind besonders bei der Behälter-Be- und Entlüftung einer Capsule vorzuziehen
- Nutzen Sie Bauformen, die marktüblich sind - hier ein paar Beispiele



Gehäuse für Be- und Entlüftung von Behälter

Sie sind nicht sicher, welche Daten für eine Auslegung erforderlich sind?

Wir unterstützen Sie!
Fragen Sie bei uns das PDF „Anfragehilfe“ an.



Standard:
Capsulen mit
Tri-Clamp oder
Schlauchtülle

Standard:
Code 7

